



Cellona® Rembourrage Patrons pour techniques du feutre

Évidement adapté
individuellement à
la localisation de la
plaie.

3 mm d'écart entre la
berge de la plaie et
l'évidement.

La matière de l'évidement
sert d'appui rétro-capital.

OMT II

Pointure 47

 2x

Jusqu'à la base de l'OMT IV

Cellona® Rembourrage

Taille (cm)	RÉF	CNK	CD (unité)
5 mm d'épaisseur, en sachet plastique			
19 x 38	50 810	031 259 5	10/60

Source :

CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • www.cid-direct.de/blog

**Le gabarit convient au pied droit.
Pour le pied gauche, retourner la feuille.**