



Cellona® Rembourrage

Patrons pour techniques du feutre

Évidement adapté individuellement à la localisation de la plaie.

3 mm d'écart entre la berge de la plaie et l'évidement.

La matière de l'évidement sert d'appui rétro-capital.

OMT II

Pointure 43

 2x

Jusqu'à la base de l'OMT IV

Cellona® Rembourrage

Taille (cm)	RÉF	CNK	CD (unité)
5 mm d'épaisseur, en sachet plastique			
19 x 38	50 810	031 259 5	10/60

Source :

CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • www.cid-direct.de/blog

Le gabarit convient au pied droit.
Pour le pied gauche, retourner la feuille.